

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Диапазон измерения SPO2 (%)	0-100
Погрешность измерения SpO ₂ , %	±2, ±3
Диапазон измерения пульса, уд/мин	18–300
Погрешность измерения пульса, уд/мин	±3, ±5
Дисплей	цветной TFT, с диагональю 2,4 дюйма
Разрешение дисплея	320x240
Отображение на дисплее	многорежимный
Индикатор низкого уровня заряда батареи	есть
Возможность подключения к ПК	есть
Источник питания	батарейки 3x1,5 В тип AA (не входят в комплект) или аккумулятор
Автоматическое отключение	есть
Работа от аккумулятора/батареек, не менее, ч	24/36
Габаритные размеры, мм	55x120x30
Масса, кг	0,3